



Готовые смеси для обычной ПЦР и ПЦР в реальном времени

Разнообразные готовые смеси (мастер-миксы) для рутинной ПЦР и ПЦР в реальном времени под любые задачи:

- Смеси для обычной ПЦР с красителями для прямого нанесения ПЦР-продуктов на гель или не содержащие красителей
- Смеси для ПЦР в реальном времени для детекции с помощью SYBR Green I или флуоресцентных зондов; без ROX или с высокой/низкой концентрацией ROX; бесцветные или содержащие краситель для трекинга проб
- Смеси для ПЦР без урацил-ДНК-гликозилазы или с ней
- Смеси для амплификации обычных или длинных / GC-богатых фрагментов



ЗАО БиоХимМак
119192, г. Москва, Ломоносовский проспект д. 29, к. 1
телефон: +7 (495) 647-27-40
e-mail: pcr@biochemmack.ru

www.biochemmack.ru



В брошюре представлена продукция отечественных производителей:

Евроген (Москва),
Биолабмикс (Новосибирск),

Название	Производитель	Артикул	Фасовка	Кратность	Формат ПЦР	ДНК-полимераза в составе	Горячий старт	Краситель для электрофореза/трекинга проб	SYBR Green I и ROX в составе*	Урацил-ДНК-гликозилаза (UDG) в составе	Для длинных фрагментов	Для GC-богатых фрагментов
ScreenMix	Евроген	PK041S PK041L	100 реакций по 25 мкл 1000 реакций по 25 мкл	5X	обычная	Taq	--	●●	--	--	--	--
ScreenMix-HS	Евроген	PK143S PK143L	100 реакций по 25 мкл 1000 реакций по 25 мкл	5X	обычная	HS Taq	+	●●	--	--	--	--
ScreenMix-HS (UDG)	Евроген	PK243S PK243L	100 реакций по 25 мкл 1000 реакций по 25 мкл	5X	обычная	HS Taq	+	●●	--	+	--	--
БиоМастер HS-Taq ПЦР	Биолабмикс	MH010-200 MH010-1020	200 реакций по 50 мкл 1020 реакций по 50 мкл	2X	обычная	HS-Taq	+	--	--	--	--	--
БиоМастер HS-Taq ПЦР Color	Биолабмикс	MHC010-200 MHC010-1020	200 реакций по 50 мкл 1020 реакций по 50 мкл	2X	обычная	HS-Taq	+	●●	--	--	--	--
БиоМастер LR HS-ПЦР	Биолабмикс	MH040-100 MH040-400	100 реакций по 50 мкл 400 реакций по 50 мкл	2X	обычная	HS-Taq	+	--	--	--	+	--
БиоМастер LR HS-ПЦР-Color	Биолабмикс	MHC040-100 MHC040-400	100 реакций по 50 мкл 400 реакций по 50 мкл	2X	обычная	HS-Taq	+	●●	--	--	+	--
БиоМастер HS-Taq ПЦР-Спец	Биолабмикс	MH011-200 MH011-1020	200 реакций по 50 мкл 1020 реакций по 50 мкл	2X	обычная	HS-Taq	+	--	--	--	--	+
qPCRmix-HS	Евроген	PK145S PK145L	100 реакций по 25 мкл 1000 реакций по 25 мкл	5X	обычная/ реал-тайм	HS Taq	+	--	--	--	--	--
БиоМастер HS-qPCR	Биолабмикс	MH020-400 MH020-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	--	--	--	--	--
qPCRmix-HS (UDG)	Евроген	PK245S PK245L	100 реакций по 25 мкл 1000 реакций по 25 мкл	5X	обычная/ реал-тайм	HS Taq	+	--	--	+	--	--
БиоМастер UDG HS-qPCR	Биолабмикс	MH021-400 MH021-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	--	--	+	--	--
БиоМастер HS-qPCR Sp	Биолабмикс	MH022-400 MH022-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	--	--	--	--	+
qPCRmix-HS HighROX	Евроген	PK153S PK153L	100 реакций по 25 мкл 1000 реакций по 25 мкл	5X	реал-тайм	HS Taq	+	--	●	--	--	--
БиоМастер HS-qPCR Hi-ROX	Биолабмикс	MHR020-400 MHR020-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	--	●	--	--	--
БиоМастер UDG HS-qPCR Hi-ROX	Биолабмикс	MHR022-400 MHR022-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	--	●	+	--	--
qPCRmix-HS LowROX	Евроген	PK154S PK154L	100 реакций по 25 мкл 1000 реакций по 25 мкл	5X	реал-тайм	HS Taq	+	--	●	--	--	--
БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX	Биолабмикс	MHR021-400 MHR021-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	--	●	--	--	--
БиоМастер UDG HS-qPCR Lo-ROX	Биолабмикс	MHR023-400 MHR023-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	--	●	+	--	--
qPCRmix-HS SYBR	Евроген	PK147S PK147L	100 реакций по 25 мкл 1000 реакций по 25 мкл	5X	реал-тайм	HS Taq	+	--	●	--	--	--
БиоМастер HS-qPCR SYBR Blue	Биолабмикс	MHC030-400 MHC030-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	●	●	--	--	--
БиоМастер UDG HSqPCR SYBR Blue	Биолабмикс	MHC031-400 MHC031-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	●	●	+	--	--
qPCRmix-HS SYBR+HighROX	Евроген	PK155S PK155L	100 реакций по 25 мкл 1000 реакций по 25 мкл	5X	реал-тайм	HS Taq	+	--	● ●	--	--	--
БиоМастер HS-qPCR Hi-ROX SYBR	Биолабмикс	MHR030-400 MHR030-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	●	● ●	--	--	--
БиоМастер UDG HSqPCR Hi-ROX SYBR	Биолабмикс	MHR032-400 MHR032-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	●	● ●	+	--	--
qPCRmix-HS SYBR+LowROX	Евроген	PK156S PK156L	100 реакций по 25 мкл 1000 реакций по 25 мкл	5X	реал-тайм	HS Taq	+	--	● ●	--	--	--
БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR	Биолабмикс	MHR031-400 MHR031-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	●	● ●	--	--	--
БиоМастер UDG HSqPCR Lo-ROX SYBR	Биолабмикс	MHR033-400 MHR033-2040	400 реакций по 25 мкл 2040 реакций по 25 мкл	2X	реал-тайм	HS-Taq	+	●	● ●	+	--	--

* Обозначения:
● Содержит SYBR Green I
● Высокая концентрация ROX
● Низкая концентрация ROX